




Mover Plus

Pour des transferts pratiques tout en douceur

Facile à utiliser, Mover Plus permet de transférer une personne de façon pratique et en sécurité. La base étroite et les roues doubles lui confèrent une très bonne maniabilité même dans les espaces réduits. Sa plateforme est stable et les coussins d'assise sont très confortables. Le maintien du contact visuel avec le soignant rassure et met le patient en confiance.



Les poignées

Confortables et pratiques, leur design ergonomique facilite le déplacement.

Barre de maintien

Les barres de maintien permettent à l'utilisateur de trouver la prise qui lui convient pour s'asseoir et se lever.

Coussins d'assise

Les coussins d'assise rabattables permettent à l'utilisateur d'être parfaitement soutenu et sécurisé. Ils se rabattent d'une seule main.

Châssis étroit

La conception étroite du châssis convient aux petits espaces et prend peu de place quand il n'est pas utilisé.

Appuie-tibias

L'appuie-tibias réglable a une surface de contact très large pour assurer un maximum de confort quelle que soit la taille du patient. Le rembourrage moelleux évite toute pression sur le bas des jambes.

Roulettes doubles

Les roulettes doubles sont plus faciles à diriger. Deux freins sont disponibles sur les roulettes côté soignant.

Plateforme surbaissée

Grâce à la finesse de la plateforme, l'utilisateur n'a pas besoin de beaucoup lever ses pieds pour les positionner sur la plateforme.

Données techniques

Référence	Désignation	Poids utilisateur maximum	Largeur hors-tout	Largeur plateforme	Hauteur	Longueur	Hauteur du siège
53-302	Plateforme de transfert assis Mover Plus	150 kg	64 cm	38 cm	104 cm	94 cm	83 cm

France Rehab

ZA du haut Serroir - 54690 Lay-Saint-Christophe
 Tél. : 03 83 22 20 65 - Fax : 03 83 31 57 83
 info@france-rehab.fr - www.france-rehab.fr