



**GORDON
ELLIS
& CO**

GRIP-ON

RÉHAUSSES DE MOBILIER

POUR LE MOBILIER SUR PIEDS OU SUR ROULETTE

- La réhausse s'agrippe fermement aux roues ou aux pieds de chaises ou meubles
- Rassurant et sécurisant
- Surélévation à partir de 2,5 cm et jusqu'à 12,5 cm



Les surélévateurs Grip-On ont une forme unique de donut pour tenir le pied du meuble, aucun outil n'est donc nécessaire pour l'installation. Il y a trois tailles selon la largeur des pieds à réhausser :

La réhausse agrippe le pied fermement sans l'abîmer, tout en augmentant la sécurité par rapport à des réhausse en forme de cône, rassurant ainsi l'utilisateur.

Ils sont fournis en lots de 4 pour une surélévation de 3 fois 2,5 cm, soit 7,5 cm au total. En combinant deux lots, on peut réhausser un meuble jusqu'à 12,5 cm.


Si vous avez des doutes sur le modèle ou la quantité à choisir, contactez nos services !

IDÉAL POUR : chaises (sauf de salle à manger), lits et canapés.

Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausse en place.



500 kg



POUR TROUVER LA TAILLE CORRECTE

Placer le pied ou la roulette sur le guide ci-dessus.

Diamètre minimum : 19 mm

- GELP/K100 : diamètre maximum 3,2 cm
- GELP/K200 : diamètre maximum 4,5 cm
- GELP/K300 : diamètre maximum 5,8 cm

France Rehab

ZA du Serroir n°2 | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0) 3 83 22 20 65 | Fax : +33 (0) 3 83 31 57 83
www.france-rehab.fr | info@france-rehab.fr

